

CONECTAREA LA INTERNET (WI-FI)



1. Deblocați telefonul (glisați în sus).
2. Din colțul dreapta sus glisați în jos pe ecran pentru meniu.
3. Tineți apăsat pe simbolul Wi-Fi; este afișată lista de rețele Wi-Fi disponibile.
4. Selectați rețeaua la care doriți să vă conectați și introduceți parola: apăsați pe CONECTAȚI-VĂ.
5. Când apare sus în colțul din dreapta simbolul Wi-Fi, înseamnă că s-a conectat.

UTILIZAREA PULSOXIMETRULUI



1. Puneți pulsoximetrul pe deget.
2. Apăsați butonul pulsoximetrului și așteptați să măsoare.
3. Scoateți pulsoximetrul și așteptați să se stingă ecranul.
4. Deschideți aplicația Smart-Bear.
5. Apăsați pe DA (dacă sunt solicitate permisiuni).
6. Apăsați pe INIMA.
7. Apăsați pe OXIMETRU.
8. Când se aprinde becul verde pe pulsoximetru, se transferă pe ecranul telefonului măsurătoarea.

NB:

- Dacă nu apar valorile, verificați în ISTORIC.
- Dacă nu apare măsurătoarea nici în ISTORIC, închideți complet aplicația și reluați pașii de mai sus.
- Pentru a închide aplicația, ieșiți din aplicație apoi apăsați pe pătratul din stânga jos de pe ecran și apăsați pe X.



Extrase din **Manualul participantului**, care poate fi accesat integral online: <https://smartbear.anaaslanacademy.ro/ajutor/>

Scanați codul QR pentru a naviga la pagină!



Acest proiect a primit finanțare de la Uniunea Europeană prin programul de cercetare și inovare Orizont 2020 cu Contractul de finanțare nr. 857172
Proiectul SMART BEAR: H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020/H2020-SC1-FA-DTS-2018-2

UTILIZAREA TERMOMETRULUI



1. Deschideți aplicația Smart Bear;
2. Apăsați pe DA (dacă sunt solicitate permisiuni).
3. Apăsați pe INIMA.
4. Porniți termometrul (din buton).
5. Când ecranul termometrului este albastru, apăsați TEMPERATURĂ din aplicație.
6. Apăsați butonul pentru măsurarea temperaturii. Ar trebui să fie transferată (afișată) în aplicație.
7. După afișarea temperaturii pe telefon, închideți aplicația.

NB: *Dacă nu vă apare valoarea după prima încercare, repetați de la pasul 4.*

UTILIZAREA CÂNTARULUI



1. Așezați-vă pe cântar și așteptați să măsoare.
2. Coborâți de pe cântar; așteptați să se stingă ecranul.
3. Deschideți aplicația Smart-Bear.
4. Apăsați pe DA (dacă sunt solicitate permisiuni).
5. Apăsați pe INIMA.
6. Apăsați pe GREUTATE.
7. Așteptați să apară valoarea greutății pe telefon.

NB:

- *Dacă nu apar valorile, verificați în ISTORIC.*
- *Dacă nu apare măsurătoarea nici în ISTORIC, închideți complet aplicația și reluați pașii de mai sus.*
- *Pentru a închide aplicația, ieșiți din aplicație apoi apăsați pe pătratul din stânga jos de pe ecran și apăsați pe X.*



Extrase din **Manualul participantului**, care poate fi accesat integral online: <https://smartbear.anaaslanacademy.ro/ajutor/>

Scanați codul QR pentru a naviga la pagină!



Acest proiect a primit finanțare de la Uniunea Europeană prin programul de cercetare și inovare Orizont 2020 cu Contractul de finanțare nr. 857172
Proiectul SMART BEAR: H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020/H2020-SC1-FA-DTS-2018-2